



CROMO SÉRICO

Material: soro - tubo trace

Sinônimo:

Volume: 2,0 mL

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectro de Massas)

Volume Lab.: 2,0 mL

Rotina: Diária

Temperatura: Refrigerado

Coleta: Coletar a amostra em tubo tipo Trace sem aditivo. Transferir o soro obtido para outro tubo tipo Trace. As amostras coletadas em tubos comuns serão rejeitadas. Enviar o material refrigerado ao laboratório.

Código SUS:

Código CBHPM: 4.03.13.19-0

Interpretação:

Uso: avaliação de toxicidade por cromo.

A exposição à pele pode provocar dermatite e ulceração. A ingestão resulta em vertigens, dor abdominal, vômitos, anúria, convulsões, choque ou coma.

Valores diminuídos: gravidez, crianças diabéticas.

Referência:

até 5,0 ug/L